

Clearblue®

Teste de gravidez Resultados Antecipados

- Precisão superior a 99% a partir do dia previsto para o início da menstruação.
- **Leia atentamente este folheto antes de realizar um teste.**

1 Quando deve fazer o teste



- Faça o teste até 6 dias antes da sua menstruação em falta (5 dias antes do dia previsto para o início da menstruação).
- Se realizar o teste antes da data prevista para o início da menstruação, use a primeira urina da manhã. Salvo esta situação, poderá fazer o teste em qualquer outra altura do dia.
- Não beba muitos líquidos antes de fazer o teste.

2 Fazer o teste

A

FLUXO URINÁRIO
Deve continuar a manter a ponta com alteração da cor no seu fluxo urinário durante 5 segundos completos.

OU

B

AMOSTRA RECOLHIDA
Comece a contar os 20 segundos assim que a ponta com alteração da cor ficar cor-de-rosa.

Mergulhe completamente apenas a ponta

- Remova o invólucro e retire a tampa.

Use a vareta de teste de imediato.

Selecionar o método de teste

- **IMPORTANTE: A ponta com alteração da cor muda rapidamente para cor-de-rosa, mostrando que a urina está a ser absorvida.**

A Mantenha a ponta com alteração da cor no fluxo urinário durante 5 segundos completos.

OU

B Mergulhe apenas a ponta, completamente, numa amostra da sua urina recolhida num recipiente limpo e seco durante 20 segundos completos.

- Se a ponta com alteração da cor não ficar completamente cor-de-rosa, consulte a pergunta 7.
- Coloque a tampa e coloque a vareta de teste na horizontal.
- Comece a contabilizar o tempo.

3 minutos

AGUARDE 3 MINUTOS COMPLETOS Antes de ler o resultado

3 Ler o resultado



NÃO GRÁVIDA



SE VIR DUAS LINHAS, ESTÁ GRÁVIDA



**NÃO IMPORTA SE AS LINHAS ESTÃO
POUCO NÍTIDAS OU ESCURAS.**

- Mesmo que comece a ver uma linha surgir rapidamente na janela de controlo, **AGUARDE** 3 minutos antes de ler o resultado. Se não vir uma linha azul na janela de controlo, isso significa que o teste não funcionou (consulte a pergunta 8).
- Se o seu resultado for **"Não Grávida"**, consulte a pergunta 4.
- Se o seu resultado **"Grávida"**, consulte a pergunta 3.
- Se ainda tiver dúvidas quanto ao seu resultado, consulte a pergunta 9.

IMPORTANTE! Leia o resultado no prazo de **10 minutos** após efetuar o teste. Ignore quaisquer alterações no resultado depois deste período de tempo.

1 Como funciona o teste Clearblue?

Quando está grávida, o seu corpo produz a hormona da gravidez hCG (gonadotropina coriônica humana). Este teste pode detetar pequenas quantidades de hCG na sua urina (a sensibilidade deste teste é de 10 mIU/ml).

2 Quando posso fazer o teste com o Clearblue Early com resultados antecipados?

Pode fazer o teste até 6 dias antes da sua menstruação em falta, ou seja, 5 dias antes do dia previsto para o início da menstruação. Se o teste for efetuado antes do dia previsto para o início da menstruação e o resultado for "Não Grávida", ainda existe a possibilidade de estar grávida. No gráfico abaixo pode ver resultados de ensaios laboratoriais com amostras recolhidas na fase inicial da gravidez.

Teste precoce

Número de dias antes da data prevista para o início da menstruação	% de amostras de mulheres grávidas com um resultado "Grávida"
0	>99%
1	>99%
2	>99%
3	>99%
4	96%
5	79%

3 O teste indica "Grávida". O que devo fazer?

Deve consultar o seu médico, que a poderá aconselhar sobre os passos a tomar de seguida.

4 O meu teste indica "Não Grávida", mas acho que posso estar. O que devo fazer?

Pode não estar grávida ou o nível de hCG poderá estar abaixo do limite de deteção, ou poderá ter calculado mal o dia previsto para o início da menstruação. Caso tenha feito o teste precocemente, repita-o na altura prevista para o início da menstruação. Se essa data já tiver passado, faça o teste novamente 3 dias depois. Se o teste produzir o resultado "Não Grávida" e a menstruação ainda não tiver aparecido, consulte o seu médico.

5 Fiz um teste que deu um resultado "Grávida". Fiz o teste novamente e o resultado foi "Não Grávida", ou a menstruação começou. O que é que significa?

Embora o teste tenha uma precisão de 99% na deteção da hormona da gravidez desde o dia previsto para o início da menstruação, é possível obter um resultado positivo e vir a descobrir mais tarde que não está grávida (ou seja, é possível obter depois um resultado negativo ou a sua menstruação poderá começar). Tal poderá resultar de um aborto espontâneo durante a fase inicial da gravidez, designado por "aborto espontâneo precoce", o que infelizmente não é invulgar: 1 em cada 4 gravidezes termina dessa forma. Se obtiver resultados inesperados, aconselhe-se junto do seu médico.

6 O resultado pode ser afetado por medicamentos ou outros problemas de saúde?

Antes de efetuar qualquer tipo de teste, leia sempre as instruções do fabricante de qualquer medicamento que esteja a tomar.

Os medicamentos que contêm hCG podem afetar o resultado. Uma gravidez ectópica e uma gravidez recente, mesmo que não tenha sido levada a termo, podem levar a resultados enganosos. Se já estiver na menopausa ou estiver a aproximar-se da menopausa, poderá obter um resultado falso positivo mesmo não estando grávida. O teste não deverá ser afetado por terapias hormonais contendo citrato de clomifeno, analgésicos, álcool, antibióticos ou a pílula contracetiva. Se obtiver resultados inesperados, discuta-os com o seu médico.

7 Quando usei o teste a ponta com alteração da cor não ficou totalmente cor-de-rosa. O que devo fazer?

Poderá não ter aplicado urina suficiente; contudo, se a linha azul na janela de controlo surgir no prazo de 10 minutos após realizar o teste, significa que o teste funcionou. Se não aparecer nenhuma linha azul na janela de controlo no prazo de 10 minutos depois de realizar o teste, consulte a pergunta 8.

8 Efetuei o teste mas não apareceu nenhuma linha azul na janela de controlo. O que devo fazer?

Se já passaram mais de 10 minutos desde que fez o teste, significa que o teste não funcionou. Tal pode ocorrer devido aos seguintes motivos:

- A ponta com alteração da cor não foi mantida virada para baixo ou a vareta de teste não foi colocada na horizontal após a aplicação da urina.
- Foi usada urina insuficiente ou em excesso.

Repita o teste, usando uma nova vareta de teste e assegurando-se de que segue as instruções. Poderá desejar colher uma amostra de urina e fazer o teste usando o método de "Amostra recolhida".

9 E se eu tiver dúvidas sobre o resultado?

Consulte as imagens na secção "Ler o resultado".

Imagem A

O resultado é "Não Grávida". Se ainda considerar que pode estar grávida, consulte a pergunta 4.

Imagens B-D

O resultado é "Grávida". O aspeto da linha na janela de resultados pode variar, no entanto, continua a ser um resultado "Grávida" independentemente de a linha não estar muito nitida ou estar muito escura.

Imagem B: É mais provável quando realiza o teste antes do dia previsto para o início da menstruação, quando os níveis de hCG podem estar relativamente baixos.

Imagem C: É um resultado normal se efetuar o teste no dia ou perto do dia previsto para o início da menstruação.

Imagem D: É mais provável quando realiza o teste mais do que uns dias após o dia previsto para o início da menstruação, dado que os níveis de hCG estão mais elevados.

Se ainda tiver dúvidas sobre o resultado, deverá aguardar pelo menos 3 dias antes de repetir o teste, seguindo cuidadosamente as instruções.

www.clearblue.com

✉ Para mais informações sobre este produto, contacte o nosso Apoio ao Consumidor na seguinte morada

Para saber mais sobre os passos seguintes, informações e recomendações gerais relacionadas com a gravidez, visite o nosso Web site em: www.clearblue.com

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genebra, Suíça.
Clearblue é uma marca comercial da SPD.
© 2019 SPD. Todos os direitos reservados.

Para autodiagnóstico em casa.
Apenas para uso em diagnóstico *in vitro*.
Não se destina a uso interno.
Não reutilizar.

Mantenha longe do alcance das crianças.
Armazene entre 2 e 30 °C.
Deixe atingir a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de testar, se armazenado com refrigeração.
Não usar se o invólucro estiver danificado.
Não usar após o prazo de validade.
Eliminar com os resíduos domésticos comuns.



	Fabricante		Não reutilize
	Código do lote		Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Prazo de validade		Limites de temperatura 2 °C - 30 °C