

# Clearblue®

## Teste de gravidez Ultra Antecipado

- Precisão superior a 99% a partir do dia previsto para o início da menstruação.
- **Leia atentamente este folheto antes de realizar um teste.**

### 1 Quando deve fazer o teste



- Faça o teste até 6 dias antes da sua menstruação em falta (5 dias antes do dia previsto para o início da menstruação).
- Se realizar o teste antes da data prevista para o início da menstruação, use a primeira urina da manhã. Salvo esta situação, poderá fazer o teste em qualquer outra altura do dia.
- Não beba muitos líquidos antes de fazer o teste.

### 2 Fazer o teste

**A**

**FLUXO URINÁRIO**  
Deve continuar a manter a ponta com alteração da cor no seu fluxo urinário durante 5 segundos completos.

**OU**

**B**

**AMOSTRA RECOLHIDA**  
Comece a contar os 20 segundos assim que a ponta com alteração da cor ficar cor-de-rosa.

Mergulhe completamente apenas a ponta

- Remova o invólucro e retire a tampa. **Use a vareta de teste de imediato.**

#### Selecionar o método de teste

- **IMPORTANTE: A ponta com alteração da cor muda rapidamente para cor-de-rosa, mostrando que a urina está a ser absorvida.**

**A** Mantenha a ponta com alteração da cor no fluxo urinário durante 5 segundos completos.

**OU**

**B** Mergulhe apenas a ponta, completamente, numa amostra da sua urina recolhida num recipiente limpo e seco durante 20 segundos completos.

- Se a ponta com alteração da cor não ficar completamente cor-de-rosa, consulte a pergunta 7.
- Coloque a tampa e coloque a vareta de teste na horizontal.
- Comece a contabilizar o tempo.

**3 minutos**

## AGUARDE 3 MINUTOS COMPLETOS Antes de ler o resultado

### 3 Ler o resultado



**NÃO GRÁVIDA**



**SE VIR DUAS LINHAS, ESTÁ GRÁVIDA**



**NÃO IMPORTA SE AS LINHAS ESTÃO  
POUCO NÍTIDAS OU ESCURAS.**

- Mesmo que comece a ver uma linha surgir rapidamente na janela de controlo, **AGUARDE** 3 minutos antes de ler o resultado. Se não vir uma linha azul na janela de controlo, isso significa que o teste não funcionou (consulte a pergunta 8).

- Se o seu resultado for "**Não Grávida**", consulte a pergunta 4.
- Se o seu resultado "**Grávida**", consulte a pergunta 3.
- Se ainda tiver dúvidas quanto ao seu resultado, consulte a pergunta 9.

**IMPORTANTE!** Leia o resultado no prazo de **10 minutos** após efetuar o teste. Ignore quaisquer alterações no resultado depois deste período de tempo.

## 1 Como funciona o teste Clearblue?

Quando está grávida, o seu corpo produz a hormona da gravidez hCG (gonadotropina coriônica humana). Este teste pode detetar pequenas quantidades de hCG na sua urina (a sensibilidade deste teste é de 10 mIU/ml).

## 2 Quando posso fazer o teste com o Clearblue Ultra Antecipado?

Pode fazer o teste até 6 dias antes da sua menstuação em falta, ou seja, 5 dias antes do dia previsto para o início da menstuação. Se o teste for efetuado antes do dia previsto para o início da menstuação e o resultado for "Não Grávida", ainda existe a possibilidade de estar grávida. No gráfico abaixo pode ver resultados de ensaios laboratoriais com amostras recolhidas na fase inicial da gravidez.

### Teste precoce

Número de dias antes da data prevista para o início da menstuação	% de amostras de mulheres grávidas com um resultado "Grávida"
0	>99%
1	>99%
2	>99%
3	>99%
4	96%
5	79%

## 3 O teste indica "Grávida". O que devo fazer?

Deve consultar o seu médico, que a poderá aconselhar sobre os passos a tomar de seguida.

## 4 O meu teste indica "Não Grávida", mas acho que posso estar. O que devo fazer?

Pode não estar grávida ou o nível de hCG poderá estar abaixo do limite de deteção, ou poderá ter calculado mal o dia previsto para o início da menstuação. Caso tenha feito o teste precocemente, repita-o na altura prevista para o início da menstuação. Se essa data já tiver passado, faça o teste novamente 3 dias depois. Se o teste produzir o resultado "Não Grávida" e a menstuação ainda não tiver aparecido, consulte o seu médico.

## 5 Fiz um teste que deu um resultado "Grávida". Fiz o teste novamente e o resultado foi "Não Grávida", ou a menstuação começou. O que é que significa?

Embora o teste tenha uma precisão de 99% na deteção da hormona da gravidez desde o dia previsto para o início da menstuação, é possível obter um resultado positivo e vir a descobrir mais tarde que não está grávida (ou seja, é possível obter depois um resultado negativo ou a sua menstuação poderá começar). Tal poderá resultar de um aborto espontâneo durante a fase inicial da gravidez, designado por "aborto espontâneo precoce", o que infelizmente não é invulgar: 1 em cada 4 gravidezes termina dessa forma. Se obtiver resultados inesperados, aconselhe-se junto do seu médico.

## 6 O resultado pode ser afetado por medicamentos ou outros problemas de saúde?

Antes de efetuar qualquer tipo de teste, leia sempre as instruções do fabricante de qualquer medicamento que esteja a tomar.

Os medicamentos que contêm hCG podem afetar o resultado. Uma gravidez ectópica e uma gravidez recente, mesmo que não tenha sido levada a termo, podem levar a resultados enganosos. Se já estiver na menopausa ou estiver a aproximar-se da menopausa, poderá obter um resultado falso positivo mesmo não estando grávida. O teste não deverá ser afetado por terapias hormonais contendo citrato de clomifeno, analgésicos, álcool, antibióticos ou a pílula contracetiva. Se obtiver resultados inesperados, discuta-os com o seu médico.

## 7 Quando usei o teste a ponta com alteração da cor não ficou totalmente cor-de-rosa. O que devo fazer?

Poderá não ter aplicado urina suficiente; contudo, se a linha azul na janela de controlo surgir no prazo de 10 minutos após realizar o teste, significa que o teste funcionou. Se não aparecer nenhuma linha azul na janela de controlo no prazo de 10 minutos depois de realizar o teste, consulte a pergunta 8.

## 8 Efetuei o teste mas não apareceu nenhuma linha azul na janela de controlo. O que devo fazer?

Se já passaram mais de 10 minutos desde que fez o teste, significa que o teste não funcionou. Tal pode ocorrer devido aos seguintes motivos:

- A ponta com alteração da cor não foi mantida virada para baixo ou a vareta de teste não foi colocada na horizontal após a aplicação da urina.
- Foi usada urina insuficiente ou em excesso.

Repita o teste, usando uma nova vareta de teste e assegurando-se de que segue as instruções. Poderá desejar colher uma amostra de urina e fazer o teste usando o método de "Amostra recolhida".

## 9 E se eu tiver dúvidas sobre o resultado?

Consulte as imagens na secção "Ler o resultado".

### Imagem A

O resultado é "Não Grávida". Se ainda considerar que pode estar grávida, consulte a pergunta 4.

### Imagens B-D

O resultado é "Grávida". O aspeto da linha na janela de resultados pode variar, no entanto, continua a ser um resultado "Grávida" independentemente de a linha não estar muito nítida ou estar muito escura.

**Imagem B:** É mais provável quando realiza o teste antes do dia previsto para o início da menstuação, quando os níveis de hCG podem estar relativamente baixos.

**Imagem C:** É um resultado normal se efetuar o teste no dia ou perto do dia previsto para o início da menstuação.

**Imagem D:** É mais provável quando realiza o teste mais do que uns dias após o dia previsto para o início da menstuação, dado que os níveis de hCG estão mais elevados.

Se ainda tiver dúvidas sobre o resultado, deverá aguardar pelo menos 3 dias antes de repetir o teste, seguindo cuidadosamente as instruções.

### www.clearblue.com

Para mais informações sobre este produto, contacte o nosso Apoio ao Consumidor na seguinte morada

Para saber mais sobre os passos seguintes, informações e recomendações gerais relacionadas com a gravidez, visite o nosso Web site em: [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),  
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genebra, Suíça.  
Clearblue é uma marca comercial da SPD.  
© 2019 SPD. Todos os direitos reservados.

Para autodiagnóstico em casa.  
Apenas para uso em diagnóstico *in vitro*.  
Não se destina a uso interno.

Não reutilizar.

Manter longe do alcance das crianças.

Armazenar entre 2 e 30 °C.

Deixar atingir a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de testar, se armazenado com refrigeração.

Não usar se o invólucro estiver danificado.

Não usar após o prazo de validade.

Eliminar com os resíduos domésticos comuns.



	Fabricante		Não reutilize
	Código do lote		Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Prazo de validade		Limites de temperatura 2 °C - 30 °C